

Alarme Croix-Rouge

En sécurité de jour comme de nuit – à la maison

Avec l'Alarme Croix-Rouge, les personnes âgées et les personnes handicapées peuvent être autonomes et indépendantes plus longtemps.

Caractéristiques de l'appareil

Casa

Sécurité à la maison

Cette photo illustre un exemple d'appareil.
L'appareil livré pourra être un autre modèle,
avec les mêmes fonctions.



Touche d'alarme (Bracelet ou cordon)	<ul style="list-style-type: none"> – La touche d'alarme peut être portée avec un bracelet ou un cordon – Étanche, elle peut également être portée sous la douche et dans la baignoire – Portée de la touche d'alarme vers l'appareil: jusqu'à 150 mètres – Confirmation visuelle et acoustique de la transmission réussie de l'alarme – L'alarme peut être déclenchée aussi bien sur l'appareil qu'au moyen de la touche d'alarme – Durée de vie élevée de la pile – Coque supérieure de l'appareil interchangeable
Deuxième touche	<ul style="list-style-type: none"> – Plusieurs touches d'alarme peuvent être programmées sur le même appareil – Par ex. pour conjoint
Dispositif mains libres	<ul style="list-style-type: none"> – Fonction mains libres automatique – Grand haut-parleur avec bonne amplification – Le volume peut être modifié à tout moment
Batterie	<ul style="list-style-type: none"> – La batterie garantit que l'alarme fonctionne même en cas de coupure de courant
Réseau GSM	<ul style="list-style-type: none"> – L'appareil sélectionne automatiquement le meilleur réseau GSM (téléphonie mobile) – Le réseau GSM et la portée des boutons d'alarme sont contrôlés lors de la mise en service – Excellente qualité vocale garantie – Carte SIM, coûts d'abonnement et de communication compris dans le prix
Surveillance et mises à jour du système	<ul style="list-style-type: none"> – L'appareil d'alarme est surveillé quotidiennement par le système – D'éventuels dérangements sont immédiatement éliminés par la centrale d'alarme – Le système est toujours à jour, grâce à des mises à jour et à la programmation à distance – Configuration à distance possible
Raccordement	<ul style="list-style-type: none"> – L'appareil (dispositif mains libres) est raccordé à une prise secteur ordinaire
<i>Option:</i> Appareils supplémentaires	<ul style="list-style-type: none"> – Des capteurs de chute ou d'autres dispositifs sur demande peuvent être raccordés, si nécessaire – Une antenne de communication mobile externe peut être montée sur l'appareil

Croix-Rouge suisse (CRS) Canton de Berne

Téléphone 058 426 26 62 | alarme@crs-berne.ch | crs-berne.ch/alarme



Croix-Rouge suisse
Schweizerisches Rotes Kreuz
Canton de Berne Kanton Bern

