Rotkreuz-Notruf

Sicher Tag und Nacht – zu Hause und unterwegs

Mit dem Rotkreuz-Notruf bleiben ältere Menschen und solche mit Beeinträchtigungen länger selbstständig und unabhängig.

Geräteeigenschaften Kombi Casa und Mobil

Sicher zu Hause und unterwegs



Geräte- eigenschaften	 Zwei Alarmierungsgeräte: eines für zu Hause (Casa als Basisstation) und ein Tragbares für unterwegs (Mobil) Perfekt geeignet für Paare und Zweipersonenhaushalte Die Basisstation wird in häuslicher Umgebung genutzt Der Mobilteil ist für die Nutzung ausserhalb des Hauses vorgesehen Das tragbare Gerät kann in einer Tasche oder am Hals getragen, oder an einem Karabinerhaken angebracht werden Ein Alarm kann am Gerät und anhand der Alarmtaste ausgelöst werden Eine erfolgreiche Alarmübertragung wird von den Geräten akustisch bestätigt Die Geräte verfügen über eine automatische Freisprechfunktion mit Lautstärkenregulierung Die Basisstation wird an eine normale Steckdose angeschlossen
Alarmtaste (Armband oder Kordel)	 Die beiden Alarmtasten können als Armband oder als Halskordel getragen werden Die Alarmtaste ist wasserdicht, auch unter der Dusche und in der Badewanne Die Reichweite der Alarmtaste zum Gerät beträgt bis zu 150 Meter Eine erfolgreiche Alarmübertragung wird auf der Alarmtaste visuell und akustisch bestätigt
Ladestation	– Die Ladestation der Basisstation dient dem regelmässigen Aufladen des mobilen Notrufgeräts
Batterie	– Die integrierte Batterie garantiert, dass der Notruf auch bei Stromausfall funktioniert
GSM-Netz zu Hause	 Das Gerät sucht automatisch das beste GSM-Netz (Telefonie) Wenn das GSM-Netz nicht verfügbar ist (z. B. im Keller), versucht das System wiederholt, eine Verbindung aufzubauen Eine ausgezeichnete Sprachqualität ist garantiert SIM-Karten, Abonnements- und Gesprächskosten sind im Preis inbegriffen
GPS-Ortung für unterwegs	 Das Gerät funktioniert in der ganzen Schweiz. Es verfügt über eine GPS-Ortung. Damit kann der genaue Standort ermittelt werden Ohne GPS-Satellitenverbindung ist die Ortung nicht möglich Hohe Batterielebensdauer
Systemüberwachung und -updates	 Die beiden Notrufgeräte werden täglich vom System überwacht Allfällige Störungen werden via Notrufzentrale umgehend behoben
Anschluss	– Das Basisgerät mit Freisprecheinrichtung wird an eine normale Steckdose angeschlossen

Schweizerisches Rotes Kreuz (SRK) Kanton Bern

Telefon 058 426 26 62 | notruf@srk-bern.ch | srk-bern.ch/notruf



